


# Vista Geral do Produto: Criobiológico



A – Projeto de Boca deslocada para manter  $-150^{\circ}\text{C}$  ou  $-190^{\circ}\text{C}$  na armazenagem a vapor e promove baixo consumo de nitrogênio líquido;

B – Projeto da tampa otimizado para aumento da durabilidade

C – bandeja interior rotativa promovendo melhor acessibilidade as amostras;

D – Baixa manutenção, totalmente de aço inox;

E – Linhas de preenchimento anulares, reduzindo o congelamento e formação de gelo próximo a tampa;

F – Rodízios duráveis;

G – Escada com 2 degraus nos modelos das séries 1500 e 1800

H – Controlador avançado TEC 3000.

## Guia de Escolha do Produto

